

LUTRON|C

lasermd

Sistemul Ideal  
Pentru Livrarea  
Cosmeceuticelor (CDS)




# Lase MD – Cosmeceutical Delivery System (CDS) cu tehnologie laser

## TRATAMENTE CDS RAPIDE SI EFICIENTE PENTRU REZULTATE DE LUNGA DURATA


LASEMD are tehnologia de ultima ora CSD ce combina un sistem laser sofisticat cu propria linie de produse cosmeceutice (Fiole LASEMD). Realizate pentru a asigura mediul ideal de absorbtie a cosmeceuticelor si pentru a accelera procesul de vindecare din interior catre exterior.

CDS (Sistem de livrare cosmeceutice) este procesul prin care se livreaza compusi in tesutul profund pentru imbunatatirea aspectului general al pielii imbatranite sau afectate de soare. Cand se aplica fara laser, cosmeceuticele sunt doar parcial absorbite, minimizand rezultatele. CDS maximizeaza livrarea nutrientilor de refacere a pielii pentru o rejuvenare globala si rapida.


### Conceptul tratamentului LaseMD™



Structura stratului corneum ramane intacta atunci cand sunt create microcanalele de sistemul Lasemd, o conditie unica pentru livrarea ingredientelor granulate multi-nanozomi in piele.



Microcanalele sunt inchise usor, in timp ce moleculele eficiente sunt absorbite in derma.



<Biopsia pielii dupa tratamentul Lasemd>

*"Lase MD este o procedura unde tehnologia laser este imbinata cu avantajele cosmeceuticelor, lucru ce poate obtine rezultate de exceptie fara a cauza disconfort in viata de zi cu zi. Pielea devine mai sanatoasa din interior."*

**Boncheol Leo Goo, MD, South Korea**

# non - ablativ

LaseMD este un dispozitiv laser optimizat, care creeaza rapid micro-canale precise si controlate in piele pentru a furniza cosmeceutice avansate.



## TEHNOLOGIE

- Sistemul de livrare al undei laser prin fibra optica permite utilizatorilor LaseMD sa efectueze tratamente mai precise
- Sistemul magnetic de urmarire permite tratamente mai rapide prin masurarea distantei de rulare pentru a realiza cu precizie micro-orificiile necesare tratamentului
- Diametrul minim al fasciculului (100 µm) ne permite efectuarea unui tratament mult mai confortabil pentru pacient, fara anestezie, timp de recuperare mic.

## COMODITATE

- Tehnologie fara „warm-up” - fara timp de asteptare si cu utilizare imediata
- Sistem de operare dual - Mod „Easy” pentru CDS si „Advance” pentru reglare precisa a nivelurilor de energie (1 mj / pas)

## RAPIDITATE

- Procedura optimizata: 6 minute, incluzand timpul de incubare si de tratament laser

## VERSATILITATE

- LaseMD trateaza in conditii de siguranta toate tipurile de piele pe tot parcursul anului, iar modul „Advanced” ofera o varietate de tratamente, inclusiv livrarea cosmeceuticelor, imbunatatirea texturii si colorii pielii si tratarea leziunilor pigmentare.

## DESIGN

- Un concept nou in design, compact si ergonomic
- Design frumos si modern bazat pe minimalism
- TUI intuitiv si inovator (Interfata utilizator transparenta cu touch screen)

## INDICATII MAJORE

- Reducerea ridurilor
- Anti Ageing
- Luminozitatea tenului
- Albirea pielii
- Keratoza actinica
- Lentigo
- Melasma
- Pete pigmentare
- Laxitatea cutanata
- Pierderea parului
- Reducerea cicatricilor
- Reintinerirea gatului



# FIOLE EXCLUSIVISTE LASEMD


## FIOLE UNICE PENTRU TRATAMENTUL LASE MD

### TEHNOLOGIA MNG (Multi-nanozomi granulati) ALE FIOLELOR LASE MD

Tehnologia MNG unica Lase MD pastreaza componentele active proaspete fara a utiliza conservanti sau substante chimice. Moleculele nanozom sunt optimizate pentru canalele create de statia Lase MD, inclusiv dupa inchiderea acestora.

### MINIMALISM COSMECEUTIC

Fiolele din seria Lase MD sunt create in mod special pentru CDS (Sistem Pentru Livrarea Cosmetice), intrucat fiecare fiola detine numarul minim de ingrediente permitand astfel medicilor sa controleze tratamentul, sa minimizeze efectele secundare si sa obtina rezultatul clinic dorit.



SEM Picture of MNG

## SERIA DE FIOLE LASE MD

### FIOLE VC (Acid ascorbic)

Vitamina C (VC) este unul dintre cei mai puternici antioxidanti naturali ce ajuta pielea sa-si pastreze supletea si fermitatea stimuland productia de colagen. Ajuta deasemenea la rejuvenarea pielii afectate de soare.



### FIOLE VA (Retinol)

Vitamina A (VA), si mai exact acidul retinoic, restabileste tineretea initiala a pielii. Acidul retinoic imbunatatesta pielea imbatranita prematur activand genele si intinerind stratul epidermal bazal.

### FIOLE TA (Acid tranexamic)

Acidul Tranexamic (TA) este folosit de zeci de ani in procesul de reparare si vindecare a pielii dupa interventiile chirurgicale. Un efect secundar benefic, neasteptat, descoperit de doctori si oameni de stiinta a fost acela ca tegumentul a devenit mai stralucitor si petele pigmentare (precum melasma) au fost imbunatatite.



### FIOLE RS (Rezveratrol)

Fiola RS contin resveratrol (puritate 95%), un polifenol natural, in nanoparticule combinante cu acid hialuronic cu molecula mica. Cantitatea de resveratrol dintr-o singura fiola este aproape egala cu resveratrolul continut de 500 de sticle de vin si ajuta la preventia imbatranirii cutanate cauzata de radiatiile UV.

# Medisk!n

APARATURA MEDICAL-ESTETICA

Adresa: Str. Melodiei 23, Sector 2, Bucuresti  
Telefon: +40.752.334.433 | Email: office@mediskin.ro  
Web: www.mediskin.ro