



EFICIENTA CLINICA DOVEDITA

Infini este un sistem cu performante dovedite si studii clinice care sustin tehnologia. Indiferent de adancimea aleasa veti crea zone consistente de coagulare ce vor oferi rezultatele dorite.



Toate adancimile sunt tratate la Nivelul 4 pentru 100 ms

Courtesy of SB Cho, MD, Dermatologist, Yonsei University, S. Korea



SPECIFICATII SISTEM

Tip Sistem	Radiofrecventa bipolară
Frecventa	1 MHz
Total RF Treatment Level	Pana la Nivelul 20
Mod Operare	Microace cu radiofrecventa fractionata (MFR) Radiofrecventa fractionata superficiala (SFR)
Treatment Duration (Time)	10 ms - 1,000 ms
Varfuri	MFR: Electrozi microace SFR : Pana la 144 ace
Display	Ecran tactil color
Dual Switch	Pornire: Pedala picior si buton aplicator
Greutate	28 kg
Dimensiuni	362 mm (W) x 409 mm (L) x 1713 mm (H)



Medisk!n

APARATURA MEDICAL-ESTETICA

Adresa: Str. Melodiei 23, Sector 2, Bucuresti
telefon: +40.752.334.433 | Email: office@mediskin.ro
Web: www.mediskin.ro

LUTRONIC

INFINI

RF Focusata cu
Intensitate Ridicata

DATI TIMPUL INAPOI
CU VOLUMIZAREA 3D



Acum puteti trata in siguranta toate tipurile de piele pe tot parcursul anului

RF FOCUSATA CU INTENSITATE RIDICATA

LUTRONIC INFINI este solutia cu RF focusat si Intensitate ridicata ce creaza zone de coagulare cu ajutorul microacelor pentru a obtine rezultate excelente pe o piele lasata, cu riduri si laxitate. Operatorul detine control complet asupra adancimii tratamentului si nivelului de energie fapt ce permite un tratament tintit, multi-strat, pentru o experienta cu adevarat personalizata, indiferent de tipul de piele (inclusiv cea bronzata). Acum puteti oferi cea mai buna solutie pentru pacientii dvs, pe parcursul intregului an.

TEHNOLOGIE UNICA, REZULTATE UIMITOARE

Cu Infini veti obtine rezultate impresionante pe reducerea ridurilor printr-un sistem tridimensional de livrare a energiei in tesut. RF focusata cu Intensitate Ridicata este livrata prin micro-ace izolate, aurii, ce creaza zone de coagulare precise, controlabile, in derm. Adancimea ajustabila permite tratamente personalizabile si repetitive, pe zonele delicate. Infini scade riscul de hiperpigmentatie post inflamatorie pe fototipurile inchise si poate fi folosit inclusiv pe pacientii cu melasma sau alte tipuri de lezuni pigmentare. Tehnologia patentata Lutronic - ComfortFlow™ - maximineaza confortul si satisfactia pacientului.

DE CE INFINI?

- Rezultate dovedite; > 600 de echipamente vandute
- Creaza mii de zone coagulate, tintite, in fiecare tratament pentru a elimina ridurile si pentru a imbunatati conditia tenului imbatranit si lasat
- Mai putina durere si costuri reduse fata de ultrasu-netele micro-focusate
- Mai eficient datorita gamei mai largi de aplicatii fata de alte tratamente laser non-ablative.

CE SPUN MEDICII?

"In sfarsit! Un sistem exceptional cu radiofrecventa. Infini detine combinatia potrivita dintre transmiterea energiei prin microacele izolate si adancimile variabile impreuna cu o balanta flexibila dintre nivelurile de putere si timpul de expunere. Aceste lucruri fac din Infini echipamentul ideal cu radiofrecventa pentru tratarea laxitatii pielii. Steve Weiner, MD, USA

REZULTATE PE CARE TE POTI BAZA



Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD, Italy



Courtesy of Steve Weiner, MD, USA




Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD, Italy



Courtesy of Ivan Perez Hade d, MD, Colombia




Courtesy of S. S. Savant, MD, India



Courtesy of J. Sakhya, MD, India

TEHNOLOGIE COMFORTFLOW INOVATIVA




CANALE UNICE DUALE PENTRU SFR™



REZULTATE IMBUNATATITE

Distributia energiei termice in mod uniform asigura rezultate previzibile si imbunatatite.



Microacele monitorizeaza distributia energiei termice a radiofrecvenstei in modelul dermului pentru o adancime de 3.5 mm la nivelul de putere 8 si cu timpi diferiti de expunere afisati in secunde. Imaginele au fost inregistrate imediat dupa retragerea microacelor.

Courtesy of Rudolf Verdaasdonk, PhD, et al., *Fysica en Medische Technologie (FMT)* Vrije University, Amsterdam, Netherlands

INDICATII MAJORE

- Lifting
- Riduri perioculare
- Rejuvenare piele
- Laxitate maxilar inferior si gat
- Acne inflamatorie activa
- Pori mariti

- Cicatrici acneice
- Secretie excesiva de sebum
- Hiperhidroza
- Vergeturi